

Только для профессионального применения

Перед использованием продукта внимательно прочитайте всю информацию в этой инструкции. Храните ее для консультации до тех пор, пока не используете продукт полностью, и/или пока ваш последний пациент не прекратит использование этого продукта.

Описание продукта

Opallis Flow – это светоотверждаемый микрогибридный композит средней вязкости, применяемый для реставраций минимально инвазивных препарирований, в качестве адаптационного слоя под прямые реставрации, при препарированиях «тоннельного типа», в качестве рентгеноконтрастного слоя полостей, для реставраций дефектов эмали, молочных зубов, композитных реставраций, бондинга фрагментов зуба, реставраций класса I, III и V, некариозных цервикальных повреждений и реставраций при поверхностном кариесе. Opallis Flow можно использовать отдельно или совместно с композитом Opallis и большинством светоотверждающих композитов. Светоотверждение Opallis Flow происходит при использовании синего света с длиной волны 400-500нм (синий свет).

Форма выпуска

Один шприц, содержащий 2г и 5 насадок, доступный в следующих оттенках: A0.5; B0.5; A1; A2; A3 (Universal), T (Transparent), Extra Opaque (OP) и OA3.5.

Основной состав

Метакриловые мономеры (такие как: TEGDMA, Bis (EMA), Bis (GMA)), камфорхинон, коактиваторы, консерванты, пигменты и 72% силанизированного объемного содержания неорганических наполнителей, состоящих из микрочастиц силиката алюмината бария и наночастиц диоксида кремния с размером частиц 0,05-5,0 микрон.

Показания к применению

- Реставрации минимально инвазивных препарирований
- Герметизация фиссур и слепых ямок
- Адаптационный слой при прямых реставрациях
- Реставрации класса I, III и V
- Препарирования «тоннельного типа»
- Реставрация дефектов эмали
- Реставрации молочных зубов
- Бондинг фрагментов зуба
- Композитные реставрации
- Некариозные цервикальные повреждения
- Планирование препарирования стенок
- Реставрации при поверхностном кариесе

Меры предосторожности и противопоказания

- Используйте Opallis Flow только в соответствии с этими инструкциями;
- Продукт предназначен только для профессионального применения;
- Не применяйте Opallis Flow у пациентов с аллергической реакцией на композиты с содержанием акрилатов. В случае появления аллергии немедленно прекратите использование материала и порекомендуйте пациенту обратиться за медицинской помощью.
- Во избежание риска раздражения, следует защитить области, расположенные рядом с пульпой (например, используя гидроокись кальция)
- Во избежание аллергических реакций на метакрилатный мономер, рекомендуется постоянное использование защитных перчаток. В случае попадания Opallis flow на руки, тщательно промойте их водой.

- Избегайте попадания в глаза. В случае контакта с глазами, немедленно промойте глаза водой и обратитесь за медицинской помощью.
- Во время светоотверждения продукта используйте защитные очки.
- Использование Opallis Flow противопоказано в случаях, когда не удается обеспечить сухое операционное поле или соблюдать правильную технику использования материала.
- Не используйте Opallis Flow с материалами, в основе которых эвгенол.
- Не глотайте и не вдыхайте Opallis Flow. Если это случилось, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Храните Opallis Flow в недоступном для пациентов и детей месте.
- После каждого применения закрывайте крышку шприца с материалом.
- Не используйте насадку на шприц повторно.

Побочные эффекты

Продукт может вызвать раздражение при контакте с пульпой и/или очень близко к ней. В случаях аллергических реакций на продукт, немедленно прекратите его использование.

Opallis Flow противопоказан пациентам с аллергией или гиперчувствительностью к метакрилату и родственным мономерам, и в таких случаях его не следует использовать.

Инструкция

Применение при прямых реставрациях:

1. Выбор оттенка: выберите оттенок, когда зубы увлажнены.
2. Препарирование полости: препарирование полости должно осуществляться в соответствии с нормами адгезивно процедуры с удалением только кариозноизмененной ткани зуба; нет необходимости в дополнительных ретенциях.
3. Защита пульпы: накройте только те места, которые находятся рядом с пульпой (например, гидроокись кальция).
4. Протравливание эмали и/или дентина: нанесите гель ортофосфорной кислоты (Cond Ac 37 – Dentscare) на эмаль и/или дентин на 15сек. Вскоре после этого тщательно промойте водой и высушите с помощью воздушной струи, не содержащей масло. Избегайте обезвоживание дентина.
5. Адгезивный агент: нанесите адгезивную систему, руководствуясь инструкциями производителя.
6. Нанесение Opallis Flow: наносите материал прямо в полость при помощи насадки. Каждый нанесенный слой не должен быть толще 2мм. Проводите светоотверждение каждого слоя в течение 40 сек.
7. Финишная обработка и полировка: проведите финишную обработку с помощью абразивных дисков Diamond Pro и полировку с помощью войлочных дисков Diamond или Diamond Flex, используя полировальные пасты Diamond.

Для герметизации фиссур и слепых ямок:

1. Проведите полную изоляцию и протравите поверхность ямки и фиссуры, промойте и высушите.
2. Нанесите Opallis Flow с помощью насадки. Избегайте попадания материала на область окклюзионного контакта.
3. Проводите светоотверждение в течение 40 сек. Проведите финишную обработку и полировку, которые рекомендуются для светоотверждаемых композитов.

Условия хранения

Не используйте Opallis Flow с истекшим сроком годности.

Храните продукт в прохладном месте, в хорошо закрытой и защищенной упаковке.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Воздействие света вызывает светоотверждение раньше времени.

Храните продукт при температуре 5-30°C/41-86F. Не замораживайте продукт.

Не подвергайте продукт воздействию высоких температур.

Предупреждения:

Контакт неотвержденного Opallis Flow с кожей, слизистыми оболочками и глазами следует избегать. Перед светоотверждением продукт может вызвать легкий раздражающий эффект и чувствительность к метакрилатам.

Изготовитель:

DENTSCARE LTDA

Avenida Edgar Nelson Meister, 474.

Bairro: Distrito Industrial

89219-501 - Джойнвиль – Санта-Катарина
Телефон: (047) 34416100 / Факс: (47) 34273377
Лицензия MS P5X44XY0XX28
CNPJ: 05.106.945/0001-06

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БРАЗИЛИИ – Регистрация в Агентстве по контролю за состоянием здоровья населения
80172310033

Ответственный фармацевт: Friedrich Georg Mittelstadt - CRQ: 13100147-SC
Торговая марка: FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Лицензия MS 103.113-9
CNPJ 03.397.905/0001-35

Служба для профессионалов:
+55 (47) 34416100
www.fgm.ind.br
fgm@fgm.ind.br

Cinterqual – Av. Ressano Garcia, 41-1ºF
1070234 Лиссабон – Португалия
Телефон: +351 21 3867321

Этот материал был изготовлен только для стоматологического применения и должен использоваться в соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный использованием не по назначению или неправильным обращением. Кроме этого, пользователь обязан испытать продукт перед применением и взять на себя ответственность, что этот материал совместимый с целевым использованием, тем более, если такое употребление не указано в инструкции по применению. Описанные данные не дают никаких гарантий, и следовательно не могут служить предметом для претензий.

Изм:00