

Инструкция по применению

Whiteness Super-Endo

**Отбеливающий гель для невитальных зубов
FGM**

Только для профессионального использования

Перед использованием продукта внимательно прочитайте всю информацию в этой инструкции. Храните ее для консультации до тех пор, пока не используете продукт полностью, и/или пока ваш последний пациент не прекратит использование этого продукта.

Описание продукта

Whiteness Super Endo является низковязким нейтральным гелем для нанесения внутрь камеры пульпы и удаления пигментов, которые окрашивают зуб изнутри. Продукт уже готов к использованию и обладает большим преимуществом, по сравнению с другими продуктами, основанными на твердой перекиси карбамида, которые перед нанесением требуют дополнительной обработки. Формула продукта имеет отличную совместимость с водой и, следовательно, после окончания обработки продукт легко удаляется из камеры пульпы.

Формы выпуска:

Упаковка, содержащая 1 шприц с 3г геля и 15 насадок для нанесения продукта.

Основной состав:

37% перекись карбамида, карбопол нейтрализованный, неактивная нагрузка, гликоль и деионизированная вода.

Показания к применению

Продукт назначается для отбеливания невитальных зубов путем нанесения и удержания внутри камеры пульпы (пошаговый способ отбеливания). Количество применений Whiteness Super Endo зависит от клинического случая и назначается специалистом. Обычно 3-4 применений достаточно. Следует проводить тщательный анализ эндодонтического лечения, чтобы проверить достаточно ли структуры коронки для отбеливания зубов и нет ли больших реставраций в зубе, который подвергается лечению.

Меры предосторожности и противопоказания:

- Использование во время беременности и периода лактации не рекомендуется.
- Продукт не рекомендуется для пациентов, у которых наблюдалась внутренняя или внешняя реабсорбция.
- В случаях неполного ризогенеза продукт не следует использовать.
- Случаи периапикальных повреждений должны контролироваться эндодонтом.
- Продукт не рекомендуется в случаях кальцификации камеры пульпы и корневого канала.
- При травмах после отбеливания может произойти рецидив цвета.
- Проинформируйте пациента о положительных и отрицательных результатах процедуры отбеливания, во избежание разочарований.
- Невитальные зубы при отбеливании имеют хрупкую структуру в связи с удалением реставрационного материала из камеры пульпы. Попросите пациента быть осторожным, чтобы избежать случайного повреждения элемента.
- Продукт может вызвать раздражение при контакте с глазами или кожей, в то время как его проглатывание может вызвать раздражение желудка.
- При нанесении продукта надевайте защитные перчатки и очки.
- В отличие от других отбеливающих гелей, Whiteness Super Endo не отбеливает реставрационные материалы.

Меры предосторожности для Европы:

- Не используйте продукт при работе с пациентами до 18 лет;
- Все лечение должно проводиться только стоматологом;
- Это альтернативный, консервативный метод лечения обесцвечивания зубов, вызванного слабыми или умеренными флюорозными пятнами и низкой степенью тетрациклиновых/миноциклиновых пятен.
- Обратите внимание на срок годности, указанный на внешней упаковке/шприце.

Побочные эффекты:

Слабое цервикальное пломбирование корневого канала может спровоцировать проникновение перекиси в периодонтальные связки, что вызывает боль и даже корневую реабсорбцию.

Инструкция по применению:

1. Проведите клиническое и радиографическое исследование, чтобы убедиться в адекватности эндодонтического лечения. Зафиксируйте цвет зуба, который будете отбеливать, используя шкалу оттенков или сделав снимок до начала процедуры.
2. Сделайте подходящее отверстие в камере пульпы и полностью ее вычистите, удаляя весь реставрационный материал.
3. Удалите 3 мм реставрационного материала из корневого канала и установите цервикальную пломбу с размером примерно 2мм (рекомендуется использовать стеклоиономерный материал, такой как Maxxion R - FGM). пломба должна располагаться примерно в 2мм от цервикального края и имеет защитную функцию, предотвращая прохождение отбеливающего агента в периодонтальную связку.
4. Нанесите Whiteness Super Endo внутрь камеры пульпы, подготовьте маленький плоский ватный тампон и поместите его в полость на отбеливающее вещество. После этого запломбируйте полость, используя стеклоиономерный материал. Проверьте окклюзию пациента сбоку и спереди. Преждевременный контакт может повредить временную реставрацию и/или сам зуб.
5. Проанализируйте случай через 3-4 дня. При необходимости повторяйте нанесение и постоянно проводите анализ каждые 3-4 дня. Число нанесений может достигать 8 раз, в соответствии с изменениями в данном случае.
6. Когда лечение окончено, рекомендуется подождать, как минимум 1 неделю, для осуществления постоянной реставрации.

Советы:

1. После каждого нанесения всегда обращайтесь внимание на изменения. Если при каждом нанесении результаты не демонстрируют никакого развития, это говорит о том, что дальнейшее отбеливание не принесет результата.
2. Если нет никаких результатов, или изменения в процессе отбеливания очень медленные, проверьте, весь ли реставрационный материал был удален из камеры пульпы. Неполное удаление реставрационного материала из камеры пульпы может помешать действию отбеливания и затормозить процесс.
3. Проинформируйте пациента о хрупкости невитального зуба, который подвергается лечению, во избежание случайных повреждений.
4. В случаях чрезмерной хрупкости невитальных зубов, в связи с удалением структуры зуба, рекомендуется имплантация внутрикорневого поддерживающего штифта, такого как White Post.

Условия хранения:

Храните продукт при температуре 15-25°C, 59-77°F. Не замораживайте продукт. Защищайте продукт от попадания прямых солнечных лучей.

Предупреждения:

Не используйте продукт с истекшим сроком годности. Утилизируйте продукт в соответствии с законодательством вашей страны. Храните в недоступном для детей месте.

Изготовитель:

DENTSCARE LTDA - Av. Edgar Nelson Meister, 474 - Bairro: Distrito Industrial – 89219-501 - Джойнвилль – Санта-Катарина –
Лицензия MS P5X44XY0XX28 – CNPJ: 05.106.945/0001-06 - ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БРАЗИЛИИ – Регистрация в Агентстве по контролю за состоянием здоровья населения 80172310016 – Ответственный фармацевт: Friedrich Georg Mittelstadt - CRQ: 13100147-SC Торговая марка: FGM ®



Вещество раздражающего действия

Cinterqual Soluções de Comércio Internacional, Lda.

Travessa da Anunciada, Nº 10 - 2ª Esq. Fre - 2900-238

Сетубал - Португалия.

Телефон/Факс: + 351 265238237

Этот материал был изготовлен только для стоматологического применения и должен использоваться в соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный использованием не по назначению или неправильным обращением. Кроме этого, пользователь обязан испытать продукт перед применением и взять на себя ответственность, что этот материал совместимый с целевым использованием, тем более, если такое употребление не указано в инструкции по применению. Описанные данные не дают никаких гарантий, и следовательно не могут служить предметом для претензий.

Изм:00

Whiteness super Endo